

Android端末でGoogle Fit連携をご利用中の皆様へ ヘルスコネクト連携設定のお願い

いつもSaluDiをご利用いただきありがとうございます。

この度、Google社が提供する「Google Fit API」のサポート終了に伴い、SaluDiとGoogle Fitの直接連携を2025年7月末に終了させていただくこととなりました。

これまで歩数・活動量の計測でGoogle Fit連携をご利用されていたお客さまは、2025年8月以降はGoogle Fitとの直接連携ができなくなりますので、Google社提供の「ヘルスコネクト」を利用した連携設定をお願いいたします。



■ 連携1：SaluDiとヘルスコネクト連携の設定方法




Playストアにて、ヘルスコネクトアプリをインストールします。



その他タブの「各種設定」ボタンを押下します。



「歩数・活動量」にてヘルスコネクトを選択します。



ヘルスコネクトへの変更確認画面では「OK」を押下します。



ヘルスコネクトとの「連携」ボタンを押下します。



「すべて許可」をONにして、「許可」を押下します。



赤枠内が「連携済」になれば連携完了です。

Android端末でGoogle Fit連携をご利用中の皆様へ ヘルスコネクト連携設定のお願い

■ 連携2：Google Fitとヘルスコネクト連携の設定方法




1 Google Fitアプリを開きます。



2 “Fitとヘルスコネクトを同期する”の「始める」ボタンを押下します。



3 「設定」を押下します。



4 「すべて許可」をONにして「許可」を押下します。



5 接続完了画面が出れば、設定完了です。



6 「今日の歩数と活動量」から引き続き歩数が確認できます。

■ よくあるご質問

Q	A
ヘルスコネクトアプリに対応するAndroidのバージョンは何ですか？	Google Playからヘルスコネクトアプリをインストール可能なバージョンは、Android 9以上です。Android8以下をご利用の方はOSのアップデートをご検討ください。
「ヘルスコネクトと同期」ボタンを押すと何日分同期されますか？	当日を含む3日分です。
Google FitとSaluDiに表示される歩数が異なっている場合はどうすればよいですか？	Google Fitとヘルスコネクトとの同期タイミングにより、SaluDiへ同期されたデータとずれが生じる場合があります。時間を置いてからご確認ください。
インストール後のヘルスコネクトアプリがホーム画面上に出ません。どこで確認できますか？	▼Android 14以降の場合： 「設定」→「セキュリティとプライバシー」→「プライバシー」→「ヘルスコネクト」 ▼Android 13以前の場合： 「設定」→「アプリ」→「すべてのアプリ」→「ヘルスコネクト」
3日分よりも以前のデータも同期させたい場合はどうすればよいですか？	SaluDiアプリの下部メニュー「設定」→「各種設定」→「歩数・活動量」欄のヘルスコネクト設定→「期間指定データ取得」より操作すると最大30日分同期できます。